



Equipo y vidrio científico

SEV PRENDO CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Ficha técnica

ventas@sevmexico.com

http://www.sevmexico.com



Aparato destilador para determinación de nitrógeno amoniacal

Aparato destilador para determinación de nitrógeno amoniacal

Aparato destilador para determinación de nitrógeno amoniacal

Este aparato puede ser usado para la determinación de nitrógeno proteico contenido en el agua. También se puede utilizar para destilar pequeñas cantidades de agua, para determinar fenol, selenio y fluoruro.

Artículo No.	Cap. del matraz en ml	Juntas	Medidas aprox. largo x ancho en mm.
137-1	1000	24/40	595x310