



Equipo y vidrio científico

SEV PRENDO CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Ficha técnica

ventas@sevmexico.com

http://www.sevmexico.com



Aparato para destilación Turbit waste

Aparato para destilación Turbit waste

Aparato para destilación Turbit waste

Este aparato se emplea para la remoción de sólidos suspendidos turbiedad, color y otras sustancias que interfieren en el análisis de muestras de aguas residuales. Este aparato es ideal para la remoción de compuestas teonolicos.

Articulo No. Juntas Medidas aprox. largo x ancho en mm.		
139-1	14/23	475x230