



Equipo y vidrio científico

SEV PRENDO CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Ficha técnica

ventas@sevmexico.com

http://www.sevmexico.com



Micro-distilador Kejeldahl para determinación de nitrógeno

Micro-distilador Kejeldahl para determinación de nitrógeno

Micro-distilador Kejeldahl para determinación de nitrógeno

Este aparato sirve para determinar valores de nitrógeno sin hacer la destilación previa, los resultados son iguales a los obtenidos por método tradicional. La destilación es rápida 5 minutos aproximadamente, por su poca capacidad economiza reactivos.

Artículo No.	Descripción
--------------	-------------

140-1	completa
-------	----------