



Equipo y vidrio científico

SEV PRENDO CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Ficha técnica

ventas@sevmexico.com

<http://www.sevmexico.com>



DAR CLICK PARA VER IMAGEN

Este equipo se emplea para la determinación de fibra cruda en alimentos y otros productos agrícolas.

El aparato es un sistema de reflujo.

La operación incluye someter una muestra a la acción simulada del sistema digestivo.

Las muestras se someten a punto de ebullición en ácido y se lavan, luego se someten a punto de ebullición en alcali y se lavan de nuevo.

Los sólidos restantes se aíslan y se denominan fibra insoluble o fibra cruda- como son la celulosa y otros materiales agrícolas indigeribles.