



Equipo y vidrio científico

SEV PRENDO CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Ficha técnica

ventas@sevmexico.com

http://www.sevmexico.com



Aparato para destilación Dean Stark

Aparato para destilación Dean Stark

Aparato para destilación Dean Stark

Este aparato sirve para determinar agua en solvente y solventes en agua.

Artículo No.	Cap. del matraz en ml	Juntas	Medidas aprox. largo x ancho en mm.
138-1	100	14/23	510x135
138-2	1000	24/40	780x180