



Equipo y vidrio científico

SEV PRENDO CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

## Ficha técnica

ventas@sevmexico.com

<http://www.sevmexico.com>



Aparato para destilación Turbit waste

Aparato para destilación Turbit waste

### Aparato para destilación Turbit waste

Este aparato se emplea para la remoción de sólidos suspendidos turbiedad, color y otras sustancias que interfieren en el análisis de muestras de aguas residuales. Este aparato es ideal para la remoción de compuestos teonolicos.

**Articulo No. Juntas Medidas aprox. largo x ancho en mm.**

139-1

14/23

475x230