



Equipo y vidrio científico

SEV PRENDO CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Ficha técnica

ventas@sevmexico.com

<http://www.sevmexico.com>



Jarra de Reacción Cilíndrica

Para la amplitud de su boca permite el acceso para su limpieza y el flansh, asegura un buen sello.

Jarra de Reacción Cilíndrica

Modelo	Volumen ml	Flansh	Alto	Díámetro
199-1	1000	4"	165	108
199-2	2000	5"	185	140
199-3	3000	5"	260	140
199-4	4000	5"	330	160
199-5	5000	6"	330	160